

ひょう量：220g～15kg／目量：0.01g～1g

バックライト液晶表示

専用風防

乾電池駆動

ALE-H series 特定計量器 音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

安定時間の高速化を実現!!
II級検定付取引証明用 電子天びん

II級
検定品



ALE223H



ALE3202H

特長

- 新開発の音叉式カセンサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現※1
- 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズ※1のコンパクト設計
- 3電源「AC100V」「乾電池(単三4本)」「パソコンUSB※2」の3方式
- ALE223H～ALE623Hは取り外しがワンタッチの使い勝手バツグンの風防を標準装備

※1 当社同等品比較

※2 専用ドライバーをインストールしたPCのみ

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「OVER ERROR」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、85%rh以下(但し結露の無いこと)
- 電源 AC100V…専用ACアダプタ
乾電池…単三乾電池4本(別売)※
USBバスパワー(専用ドライバーのインストールが必要)
※アルカリ乾電池4本、バックライト設定値:OFF、外部入出力動作:停止時約150時間駆動
- 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)・USB出力(TYPE B)標準装備

型式	ALE223H	ALE323H	ALE623H	ALE1502H	ALE2202H	ALE3202H	ALE6202H	ALE15001H
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
使用範囲	0.02g～220g	0.02g～320g	0.02g～620g	0.5g～1500g	0.5g～2200g	0.5g～3200g	0.5g～6200g	5g～15000g
目量	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実目量	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
精度等級	II級							
計量皿寸法	φ118mm			180x160mm				
外形寸法(WDH)	205x270x301mm(風防含む)				192x265x86mm			
税抜価格	¥94,000	¥99,000	¥133,000	¥89,000	¥94,000	¥99,000	¥138,000	¥158,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-LM	リレー出力(Dsub9P)	¥35,000
-RS	RS-232C双方向出力(Dsub9P)	¥20,000
-ETHER	Ethernet 10BASE/100BASE-TX	¥30,000
-DU	床下ひょう量	¥10,000

取引証明用はかり

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISCS機能

CR機能

ACR機能

RS出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

IR通信

RTS無償ダウンロード