

# JIS マーク付 OIML 型円筒分銅 ケース付

JIS 規格に適合し、国際法定計量機関 (OIML) の勧告にも準拠した分銅です。

## ■ JIS マーク付 OIML 型円筒分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅		収納 ケース
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	
20kg	F1CSO-20KJ	¥298,000	F2CSO-20KJ	¥282,000	M1CSO-20KJ	¥268,000	アルミ
10kg	F1CSO-10KJ	¥167,000	F2CSO-10KJ	¥158,000	M1CSO-10KJ	¥153,000	アルミ
5kg	F1CSO-5KJ	¥108,000	F2CSO-5KJ	¥104,000	M1CSO-5KJ	¥94,000	プラスチック
2kg	F1CSO-2KJ	¥55,500	F2CSO-2KJ	¥49,000	M1CSO-2KJ	¥47,000	プラスチック
1kg	F1CSO-1KJ	¥45,000	F2CSO-1KJ	¥41,000	M1CSO-1KJ	¥36,000	プラスチック
500g	F1CSO-500GJ	¥33,500	F2CSO-500GJ	¥31,800	M1CSO-500GJ	¥30,000	プラスチック
200g	F1CSO-200GJ	¥26,300	F2CSO-200GJ	¥24,000	M1CSO-200GJ	¥21,000	プラスチック
100g	F1CSO-100GJ	¥23,800	F2CSO-100GJ	¥20,500	M1CSO-100GJ	¥17,700	プラスチック
50g	F1CSO-50GJ	¥19,200	F2CSO-50GJ	¥18,000	M1CSO-50GJ	¥17,000	プラスチック
20g	F1CSO-20GJ	¥16,200	F2CSO-20GJ	¥15,000	M1CSO-20GJ	¥13,500	プラスチック
10g	F1CSO-10GJ	¥13,800	F2CSO-10GJ	¥12,700	M1CSO-10GJ	¥11,500	プラスチック
5g	F1CSO-5GJ	¥13,500	F2CSO-5GJ	¥12,400	M1CSO-5GJ	¥11,300	プラスチック
2g	F1CSO-2GJ	¥13,500	F2CSO-2GJ	¥12,400	M1CSO-2GJ	¥11,300	プラスチック
1g	F1CSO-1GJ	¥13,500	F2CSO-1GJ	¥12,400	M1CSO-1GJ	¥11,300	プラスチック



材質	オーステナイト系 非磁性ステンレス鋼
磁化率	JIS B 7609:2008 10.2 項に適合
表面粗さ	JIS B 7609:2008 12 項に適合
密度	JIS B 7609:2008 11.1 項に適合

## JIS マーク付分銅

JIS 規格への適合により、品質が保証されています。

- JIS 規格 (JIS B 7609:2008 分銅) への適合により、材質・磁性・表面粗さなど品質が保証されています。
- JCSS 登録事業者の校正を受けることによって、JCSS 標準分銅にできます。  
※校正証明が必要な場合は「JCSS 分銅校正サービス」掲載ページをご覧ください。
- 収納ケースも付属しており、リーズナブルな価格となっております。

**新JIS規格**



規格番号: JIS B 7609  
認証番号: JQ 0310006  
区 分: 分 銅  
等 級: F1・F2・M1・M2


2008年に改訂された「JIS B 7609:2008 分銅」により、初めて第三者認証が行われることになりました。大正天びん製作所は、日本品質保証機構 (JQA) から認証を取得。品質が保証された JIS 規格適合分銅を製造販売しています。

新 JIS マークや認証番号等は、分銅の収納ケースにラベルで表示されます。



**【ラベルの例】**

製造番号 1007003  
円筒型 (ステンレス製)  
等 級 F2  
質 量 10kg  
識 別 J10



**【分銅への表示例】**

分銅へは、関係付けとして「質量」と「識別」が表示されます。

