

外形寸法図


種類	分銅	製品シリーズ	基準分銅型円筒分銅
----	----	--------	-----------



形状： 基準分銅型円筒分銅

材質： 非磁性ステンレス

単位：mm



表す量	D	H	h
20kg	142	213.5	146.5
10kg	113	169.5	116.5
5kg	90	136.8	91.8
2kg	66	99.4	68.4
1kg	53	76.0	54.0
500g	41	63.5	44.5
200g	31	45.7	31.7
100g	25	35.5	24.5
50g	20	28.3	19.3
20g	15	20.0	13.8
10g	13	14.7	8.7
5g	10	13.0	7.0
2g	8	8.4	4.4
1g	6	6.9	3.9

※各部の寸法は、概略の値です。

※製品改良にともない予告なく寸法・外観などを変更させていただく場合があります。

単位：mm

外形寸法図


種類	分銅	製品シリーズ	基準分銅型円筒分銅
----	----	--------	-----------



形状： 基準分銅型円筒分銅

材質： 黄銅クロムメッキ

単位：mm



表す量	D	H	h
20kg	142	207.8	140.8
10kg	113	165.0	112.0
5kg	90	133.3	88.3
2kg	66	96.8	65.8
1kg	53	74.0	52.0
500g	41	63.6	42.6
200g	31	44.5	30.5
100g	25	34.6	23.6
50g	20	27.5	18.5
20g	15	19.2	13.2
10g	13	14.3	8.3
5g	10	12.7	6.7
2g	8	8.2	4.2
1g	6	6.8	3.8

※各部の寸法は、概略の値です。

※製品改良にともない予告なく寸法・外観などを変更させていただく場合があります。

単位：mm