


板状分銅 (小質量)

小質量分銅 (500mg ~ 1mg)

■ OIML 型板状分銅 (小質量:非磁性ステンレス)


表す量	E2級分銅 (JCSS校正付)		F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
500mg	E2PSO-500M	¥26,500	F1PSO-500M	¥6,600	F2PSO-500M	¥5,000	M1PSO-500M	¥4,500
200mg	E2PSO-200M	¥26,500	F1PSO-200M	¥6,600	F2PSO-200M	¥5,000	M1PSO-200M	¥4,500
100mg	E2PSO-100M	¥26,500	F1PSO-100M	¥6,600	F2PSO-100M	¥5,000	M1PSO-100M	¥4,500
50mg	E2PSO-50M	¥26,500	F1PSO-50M	¥6,600	F2PSO-50M	¥5,000	M1PSO-50M	¥4,500
20mg	E2PSO-20M	¥26,500	F1PSO-20M	¥6,600	F2PSO-20M	¥5,000	M1PSO-20M	¥4,500
10mg	E2PSO-10M	¥26,500	F1PSO-10M	¥6,600	F2PSO-10M	¥5,000	M1PSO-10M	¥4,500
5mg	E2PSO-5M	¥26,500	F1PSO-5M	¥6,600	F2PSO-5M	¥5,000	M1PSO-5M	¥4,500
2mg	E2PSO-2M	¥26,500	F1PSO-2M	¥6,600	F2PSO-2M	¥5,000	M1PSO-2M	¥4,500
1mg	E2PSO-1M	¥26,500	F1PSO-1M	¥6,600	F2PSO-1M	¥5,000	M1PSO-1M	¥4,500



材質	非磁性ステンレス鋼
磁化率	JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 (非磁性ステンレス)
表面粗さ	F1、F2…… 2μm以下 M1 …… 5μm以下
密度	JIS B 7609:2008 11項に適合

■ 基準分銅型板状分銅 (小質量:非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
500mg	F1PSB-500M	¥4,500	F2PSB-500M	¥4,000	M1PSB-500M	¥3,800
200mg	F1PSB-200M	¥4,500	F2PSB-200M	¥4,000	M1PSB-200M	¥3,800
100mg	F1PSB-100M	¥4,500	F2PSB-100M	¥4,000	M1PSB-100M	¥3,800
50mg	F1PSB-50M	¥4,500	F2PSB-50M	¥4,000	M1PSB-50M	¥3,800
20mg	F1PSB-20M	¥4,500	F2PSB-20M	¥4,000	M1PSB-20M	¥3,800
10mg	F1PSB-10M	¥4,500	F2PSB-10M	¥4,000	M1PSB-10M	¥3,800
5mg	F1PSB-5M	¥4,500	F2PSB-5M	¥4,000	M1PSB-5M	¥3,800
2mg	F1PSB-2M	¥4,500	F2PSB-2M	¥4,000	M1PSB-2M	¥3,800
1mg	F1PSB-1M	¥4,500	F2PSB-1M	¥4,000	M1PSB-1M	¥3,800



材質	非磁性ステンレス鋼
磁化率	JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
表面粗さ	F1、F2…… 2μm以下 M1 …… 5μm以下
密度	JIS B 7609:2008 11項に適合

板状分銅 (微小質量)

微小質量分銅 (0.8mg ~ 0.1mg)

■ 板状分銅 (微小質量:非磁性ステンレス)

表す量	F1級相当	
	商品番号	税抜価格
0.8mg	F1PS-08M	¥31,500
0.6mg	F1PS-06M	¥31,500
0.4mg	F1PS-04M	¥31,500
0.2mg	F1PS-02M	¥31,500
0.1mg	F1PS-01M	¥31,500



材質	非磁性ステンレス鋼
表面粗さ	2μm以下
密度	JIS B 7609:2008 11項に適合