

# CSP-240 プリンタ

プリンタ

普通紙レシートサイズに計量データをプリント

## 特長

- カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP 対応
- 4つの印字方式  
プリンタ側印字、はかり側印字、自動印字、インターバル印字 (5~9,999 秒)
- ロット番号・コード番号を英数字で登録可能 (登録値の保存は不可)
- 統計値を自動計算、印字  
合計、最大、最小、平均、偏差、変動率、不良率など
- コンパレータ機能  
プリンタ側およびはかり側の判別結果の印字で良品/不良品がひとめで判別可能
- データ指定数設定機能  
はかり過ぎを防止、2~9,999 回の設定が可能
- 周辺機器出力・RS-232C 出力を装備した計量器に接続可能



## 仕様

型式	CSP-240
印字方式	5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙	57mm 幅 普通ロール紙
電源	AC100V (ACコードプラグ)
付属品	はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙1巻
外形寸法 (WDH)	208×310×93mm
税抜価格	¥140,000

※ご用意の際は接続するはかりの型式が必要となります。

## オプション

型式	製品名	税抜価格
-	インクリボン1セット (5個)	¥6,000
-	ロール紙1セット (10巻)	¥2,000
-	複写式ロール紙1セット (10巻)	¥5,000

# CSP-160 II プリンタ

プリンタ

コンパクトで手軽なプリンタ

## 特長

- カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP 対応
- 計量後にデータを自動印字
- データの分析が可能なヒストグラム機能
- 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字
- 周辺機器出力・RS-232C 出力を装備した計量器に接続可能



## 仕様

型式	CSP-160 II
印字方式	5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙	45mm 幅 普通紙ロール
電源	AC100V (専用ACアダプタ)
付属品	ACアダプタ、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
外形寸法 (WDH)	155×145×47.5mm
税抜価格	¥72,000

※ご用意の際は接続するはかりの型式が必要となります。

## オプション

型式	製品名	税抜価格
-	インクリボン1セット (5個)	¥3,000
-	ロール紙1セット (20巻)	¥2,500