

ひょう量:620g~15kg/最小表示:0.01g~1g

バックライト液晶表示

IP規格適合防塵・防水

CJ series 高精度電子天びん (動物はかり)

音叉式カセンサ

音叉センサ
5年保証

最小表示0.01gでIP65規格適合
動物の状態に合わせて応答性「元氣」「普通」「弱」が選択可能

特長

- 動物専用風袋は動き回りにくい角型で飛び出し防止のフタ付き動物計量皿 (オプション)
- サビ、腐食に強いステンレス製のケース (SUS304)

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 0~40℃、80%rh以下 (ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ (UM128) (付属)
- 出力 RS-232C双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備



CJ-2200+動物計量皿 (中)

型式	CJ-620	CJ-820	CJ-2200	CJ-3200	CJ-6200	CJ-8200	CJ-15K
ひょう量 (Max)	620g	820g	2200g	3200g	6200g	8200g	15kg
最小表示	0.01g		0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.01g		±0.1g	±0.1g	±0.1g	±0.1g	±1g
再現性 (σ)	0.01g		0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm				
外形寸法 (WDH)	206×312×89mm		206×312×89mm				
税抜価格	¥99,000	¥104,000	¥90,000	¥93,000	¥99,000	¥104,000	¥90,000

オプション 動物測定時のひょう量は下記自重相当分が減ります

型式	製品名	サイズ	税抜価格
-AP (S)	動物計量皿 (小)、CJ-620・820専用 自重約480g	間口:W120×D120mm、高さ:110mm、底:W60×D120mm	¥40,000
-AP (M)	動物計量皿 (中)、CJ-2200~6200専用 自重約900g	間口:W150×D190mm、高さ:130mm、底:W80×D190mm	¥50,000
-AP (L)	動物計量皿 (大)、CJ-8200~15K専用 自重約2400g	間口:W300×D320mm、高さ:200mm、底:W190×D270mm	¥60,000

【参考】 その他CJシリーズについては35ページをご参照ください。

- 個数モード
- %モード
- カラットモード
- もんめモード
- 係数モード
- 比重モード
- 動物測定モード
- 統計演算モード
- スタンバイ機能
- 最小表示切換機能
- 実目量表示機能
- レンジ切換
- ツインレンジ
- ダブルレンジ
- コンパレータ機能
- 加算累計機能
- バーグラフ表示
- 手動校正分銅内蔵
- 自動校正分銅内蔵
- AISCS機能
- CR機能
- ACR機能
- 周辺機器出力
- ISO/GLP/GMP対応印字
- 時計・カレンダー機能
- ブザー警告
- 赤外線通信
- RTS無償ダウンロード