

円盤分銅

ズレ防止の段・溝付で安定感があり、
複数積み重ねることができます。

■ 円盤分銅 (非磁性ステンレス)

表す量	F1級 (特級) 分銅		F2級 (1級) 分銅		M1級 (2級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
5kg	F1DS-5K	¥65,500	F2DS-5K	¥61,000	M1DS-5K	¥57,000
2kg	F1DS-2K	¥27,000	F2DS-2K	¥24,000	M1DS-2K	¥22,500
1kg	F1DS-1K	¥18,700	F2DS-1K	¥17,500	M1DS-1K	¥16,500
500g	F1DS-500G	¥13,000	F2DS-500G	¥11,500	M1DS-500G	¥9,000
200g	F1DS-200G	¥10,000	F2DS-200G	¥9,000	M1DS-200G	¥8,000
100g	F1DS-100G	¥8,800	F2DS-100G	¥8,000	M1DS-100G	¥7,000
50g	F1DS-50G	¥7,500	F2DS-50G	¥6,500	M1DS-50G	¥5,500
20g	F1DS-20G	¥6,200	F2DS-20G	¥6,000	M1DS-20G	¥5,500
10g	F1DS-10G	¥6,200	F2DS-10G	¥6,000	M1DS-10G	¥5,500



材質 オーステナイト系
非磁性ステンレス鋼

磁化率 JIS B 7609:2008
10 項の F1 級に適合

表面粗さ F1、F2…… 2μm以下
M1 …… 5μm以下

密度 JIS B 7609:2008
11 項に適合

■ 円盤分銅 (黄銅クロムメッキ)

表す量	M1級 (2級) 分銅		M2級 (3級) 分銅	
	商品番号	税抜価格	商品番号	税抜価格
5kg	M1DB-5K	¥65,500	M2DB-5K	¥64,500
2kg	M1DB-2K	¥26,200	M2DB-2K	¥25,000
1kg	M1DB-1K	¥18,400	M2DB-1K	¥15,000
500g	M1DB-500G	¥11,000	M2DB-500G	¥10,000
200g	M1DB-200G	¥8,700	M2DB-200G	¥7,800
100g	M1DB-100G	¥7,600	M2DB-100G	¥6,700
50g	M1DB-50G	¥5,700	M2DB-50G	¥5,600
20g	M1DB-20G	¥5,700	M2DB-20G	¥5,600
10g	M1DB-10G	¥5,700	M2DB-10G	¥5,600



材質 黄銅クロムメッキ

表面粗さ M1、M2… 5μm以下

密度 JIS B 7609:2008
11 項に適合

■ 円盤分銅 (鉄塗装)

M2級 (3級) 分銅	
商品番号	税抜価格
M2DF-5K	¥16,200
M2DF-2K	¥9,800
M2DF-1K	¥6,400
M2DF-500G	¥4,400
M2DF-200G	¥3,000
M2DF-100G	¥2,400
M2DF-50G	¥1,650
M2DF-20G	¥1,650
M2DF-10G	¥1,650



材質 鉄 (塗装処理)