

ひょう量:320g~12kg/最小表示0.001g~0.1g

バックライト液晶表示

専用風防

RJ series

高精度電子天びん 音叉式カセンサ

音叉式カセンサ搭載のハイスペック
最小表示1mgのミドルクラス機

特長

- 使い勝手と汎用性を追求したラインナップ
- 同クラスでは大型の計量皿を採用
- 大きく見やすいバックライト液晶表示
- RS-232C出力標準装備
- データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品



RJ-3200



RJ-320

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ~ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ
- 出力 RS-232C双方向出力(Dsub 9P)標準装備

型式	RJ-320	RJ-620	RJ-1200	RJ-3200	RJ-3200S	RJ-12K
ひょう量(Max)	320g	620g	1200g	3200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性※	±0.003g	±0.004g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.2g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		W190×D190mm		φ140mm	W190×D190mm
外形寸法(WDH)	202×293×266mm (風防を含む)		196×293×89mm		202×293×266mm (風防を含む)	196×293×89mm
税抜価格	¥72,000	¥79,000	¥60,000	¥68,000	¥79,000	¥66,000

※直線性:代表値

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160 II	プリンタ	¥65,000

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物測定モード

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

CR機能

ACR機能

周辺機器出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

RTS無償ダウンロード